

FICHE TECHNIQUE

Référence	672398
Désignation	Agarose low EEO (standard) 100 g



Description :

- ✓ DNase/RNase/Protéase : non détectable
- ✓ Ash : 0,5%
- ✓ Electroendoosmosis (EEO): 0.09 - 0.13
- ✓ Moisture: 10 %
- ✓ Gel strength (1 %): 1200 g/cm²
- ✓ Gel strength (1.5 %): 2300 g/cm²
- ✓ Gel point (1.5 %): 36 ± 1.5°C
- ✓ Melting point: 88 ± 1.5°C
- ✓ Sulfate: 0.2 %
- ✓ N° CAS : 9012-36-6
- ✓ Température de stockage recommandée : T°C min 15 – T°C max 25°C
- ✓ Aspect : poudre
- ✓ Coloris : blanc

Unité de vente :

1 Agarose low EEO (standard) 100 g