

Désignation

- Tube de détection dosimétrique Acide chlorhydrique 1/A

Référence

- 672524

Unité de vente : 10



Description

- Référence Dräger : CH29501
- Dräger™ Tubes de détecteur à court terme - Acide chlorhydrique
- Pour effectuer des mesures ponctuelles
- Flacon en verre
- Échantillon d'air étalonné de 100 ml aspiré par le tube avec la pompe à soufflet Dräger Accuro™
- Composants mesurés : Acide chlorhydrique 1/a
- Plages de mesure : 1 à 10 ppm

