

Désignation

- Tube de détection dosimétrique acide cyanhydrique 0,5/a

Référence

- 672527

Unité de vente : 10



Description

- Référence Dräger : 8103601
- Dräger™ Tube détecteur — Acide cyanhydrique
- Pour les systèmes de mesure des gaz à court terme.
- Plage de mesure : 0,5 à 100 ppm
- Flacon en verre scellé
- Contient des matériaux porteurs solides et des réactifs chimiques qui réagissent à des gaz / vapeurs particuliers
- Fournit des résultats exacts
- Étalonnage affiché sous forme d'échelle imprimée sur le tube
- Applications dans l'industrie, lutte contre les incendies, prévention des diasters, travaux de laboratoire et protection de l'environnement

