


Désignation

- Tube de détection dosimétrique Hydrogène sulfuré 1/C

Référence

- 672623

Unité de vente : 10



---

Description

- Référence Dräger : 6719001
- Dräger™ Tubes de détecteur à court terme - Acide chlorhydrique
- Pour effectuer des mesures ponctuelles pour divers gaz et vapeurs
- Flacon en verre
- Échantillon d'air étalonné de 100 ml aspiré par le tube avec la pompe à soufflet Dräger Accuro™
- Composants mesurés : Acide chlorhydrique 1/a
- Plages de mesure : 1 à 10 ppm

