

Désignation

- Tube de détection dosimétrique test simultané vapeurs organiques III

Référence

- 672678

Unité de vente : 5



Description

- Référence Dräger : 8101770
- Pour la mesure directe semi-quantitative et simultanée sur site de 5 vapeurs inorganiques différentes.
- 1 Dräger-Tube pour chacune des mesures suivantes : cétones (acétone), alcools (méthanol), composés aromatiques (toluènes), hydrocarbures aliphatiques (n-hexane) et hydrocarbures chlorés (perchloroéthylène).
- Rangés parallèlement dans un manchon en caoutchouc.

