

## Erythrosine 239

Code produit : 312820

### Spécifications :

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| • Aspect :                           | Poudre rouge, fine ou légèrement granuleuse |
| • Solution aqueuse à 1% :            | Rouge                                       |
| • Perte à la dessiccation à 105 °C : | ≤ 5 %                                       |
| • Maximum d'absorption dans l'eau :  | 523 nm ≤ $\lambda$ ≤ 527 nm                 |

### Applications :

Réactif de laboratoire, application en histo-cytologie.

Mise à jour du 18/04/2013