

Fiche technique

MCDh 1

Code produit : 313590

Spécifications :

- **Aspect :** Solution bleu foncé limpide
- **Maximum d'absorption dans l'éthanol absolu :** $651 \text{ nm} \leq \lambda \leq 654 \text{ nm}$
- **Densité relative à 20 °C :** $0.910 \leq d \leq 0.920$

Applications :

Hématologie : Utilisé dans la coloration MCDh en technique manuelle ou automatique pour la coloration différentielle des frottis sanguins et médullaires.

Parasitologie : Utilisé dans la coloration MCDh en technique manuelle ou automatique pour la coloration des parasites sanguins.

Mise à jour du 02/02/2022