

# Fiche technique

## May-Grünwald en solution

**Code produit : 320070**

**Synonyme :** Solution de Bleu de méthylène-éosine

### Spécifications :

- **Aspect :** Solution bleu foncé limpide
- **Maxima d'absorption dans le méthanol :** 522 - 526 nm  
651 - 653 nm
- **pH (50/50 dans l'eau déminéralisée)** 6.5 - 7.5

### Applications :

**Hématologie :** Utilisé dans la coloration de May-Grünwald Giemsa pour la coloration différentielle des frottis sanguins et médullaires.

### Mise en garde :

Le transport, la conservation et l'utilisation de ce réactif doivent être effectués à une température comprise entre 15 et 25 °C.

Mise à jour du 11/02/2022