

FICHE TECHNIQUE

Référence	673166
Désignation	Violet de gentiane phéniqué

Description :

- ✓ Pour gram RAL
- ✓ Le Violet de gentiane phéniqué est utilisé dans la coloration de Gram-Nicolle pour la mise en évidence des bactéries à Gram positif et à Gram négatif. Le Violet de gentiane phéniqué forme un complexe avec le Liquide de lugol qui colore les bactéries à Gram positif en violet
- ✓ Flacon 1 litre

Unité de vente :

1 Flacon de Violet de gentiane phéniqué
