

## Auramine phéniquée

Code produit : **361430**

### Spécifications :

- Aspect :
- Maximum d'absorption dans l'eau :
- Densité :

Solution jaune limpide  
 $431 \text{ nm} \leq \lambda \leq 433 \text{ nm}$   
0.915 - 0.955

### Applications :

**Bactériologie** : Utilisée dans le KIT Fluo-Color pour la mise en évidence des mycobactéries aussi appelées B.A.A.R. (Bacilles Acido-Alcool-Résistants) par une technique de coloration par fluorescence selon Degommier. L'auramine phéniquée colore en jaune-vert fluorescent les mycobactéries.

Mise à jour du 18/04/2013