



Kit Quick-TB

Code produit : **361560-0000**

Composition :

- Fuchsine phéniquée RAL
- Colorant d'Armand

code : 365240-0125

1 x 125 mL

code : 3601002A125

1 x 125 mL

Applications :

Bactériologie :

La coloration par le Kit Quick-TB permet la mise en évidence des mycobactéries aussi appelées B.A.A.R. (Bacilles Acido-Alcool-Résistants) par une technique rapide de coloration à froid.

La Fuchsine phéniquée RAL colore les mycobactéries en rose.

Le Colorant d'Armand colore le fond de la préparation en bleu.

Mise à jour du 15/04/2013