

Fiche technique

BLEU-RAL 555

Code produit : 361650

Spécifications :

- **Aspect :** Solution bleue limpide
- **Maximum d'absorption dans l'eau:** $612 \text{ nm} \leq \lambda_1 \leq 617 \text{ nm}$
 $648 \text{ nm} \leq \lambda_2 \leq 651 \text{ nm}$
- **pH :** 6.5 – 7.5

Applications :

Hématologie : Utilisé dans le Kit RAL 555, variante rapide de la coloration de May-Grünwald Giemsa, pour la coloration différentielle des frottis sanguins et médullaires.

Parasitologie et mycologie : Utilisé dans le Kit RAL 555, pour la mise en évidence de parasites et champignons.

Histo-cytologie : Utilisé dans le Kit RAL 555 pour la coloration rapide polychromique des coupes histologiques, et pour la mise en évidence d'*Helicobacter pylori* sur coupes histologiques.

Mise à jour du 07/02/2022