

Désignation

- Flacon 60 ml en verre sodocalcique ambré

Référence

- 673314B

Unité de vente : 127



Description

- Flacons compte-gouttes 60 ml en verre sodocalcique ambré
- Flacons en verre ambré, ouverture standard PP28, de type flacon à sirop.
- Livrés sans bouchon. Différents types de bouchons, coloris noir ou blanc avec montures compte-gouttes pour les volumes de 30, 60 et 125 ml.
- Vol. : 60 ml / Vol. tot. : 67 ml
- Matériau Verre sodocalcique
- Dimensions : \varnothing x h sans bouchon : 38,6 x 92,7 mm
- Dimensions
- Filetage : PP 28
- Couleur Ambré

