

Désignation

- Flacon 120 ml en verre sodocalcique ambré

Référence

- 673318

Unité de vente : 60



Description

- Flacons en verre ambré, ouverture standard PP28, de type flacon à sirop.
- Livrés sans bouchon. Différents types de bouchons, coloris noir ou blanc avec montures compte-gouttes pour les volumes de 30, 60 et 125 ml.
- Vol. : 250 ml / Vol. tot. : 260 ml
- Matériau : Verre sodocalcique
- Dimensions \varnothing x h sans bouchon : 60,8 x 143 mm
- Dimensions Filetage : PP 28
- Couleur Ambré

