

FICHE TECHNIQUE

Référence	6734000011
Désignation	Incubateur à CO ₂



Description :

- ✓ Incubateur à CO₂ CellXpert 170
- ✓ Dimensions : 718 x 715 x 900 mm
- ✓ Poids : 105 Kg sans accessoires
- ✓ Capacité : 3 étagères standard, 8 maximum
- ✓ Capacité : 170 L
- ✓ Sonde CO₂ IR
- ✓ Plage de CO₂ : 0,1 - 20 % / Incrément de contrôle de CO₂ : ± 0,1 %
- ✓ Température : Ambiante + 4 °C à 50 °C

Unité de vente :

1 Incubateur