

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	673600B
<b>Désignation</b>	Erlenmeyer 250 ml



### Description :

- ✓ Erlenmeyer à col rodé
- ✓ En verre Duran
- ✓ Avec graduations de volume
- ✓ Avec zone de marquage

### Certificats :

- ✓ Conforme aux normes DIN EN ISO 4797

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 250 ml
- ✓ Col : 29/32 NS
- ✓ Dimensions (∅ ext) : 85 mm

### Unité de vente :

10 Erlenmeyer 250 ml