


FICHE TECHNIQUE

Référence	673635
Désignation	Erlenmeyer



Description :

- ✓ Erlenmeyer avec joint conique
- ✓ Col rodé : 29 / 32
- ✓ Rodage normalisé
- ✓ Avec étiquette d'inscription
- ✓ En verre Duran
- ✓ Bouchon verre
- ✓ Volume : 100 ml
- ✓ Diamètre fiole extérieur : 64 mm
- ✓ Hauteur : 103 mm

Unité de vente :

1 Erlenmeyer
