

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	673652B
<b>Désignation</b>	Ballon



### Description :

- ✓ Ballon d'évaporation
- ✓ Pour évaporateur rotatif
- ✓ En verre Duran
- ✓ Avec joint rodé conique
- ✓ Zone de marquage
- ✓ Forme poire avec col central
- ✓ Rodage 29/32
- ✓ Diamètre corps : 81 mm
- ✓ Volume : 250 ml

### Unité de vente :

10 Ballons

---