

FICHE TECHNIQUE

Référence	673683
Désignation	Ballon bi-col 100 ml



Description :

- ✓ Ballon fond rond
- ✓ Avec col double incliné à 20°
- ✓ En verre borosilicate DURAN
- ✓ Pour la distillation, conforme aux normes (DIN 12394)
- ✓ Avec zone de marquage
- ✓ Volume 100 ml
- ✓ Diamètre extérieur 64 mm
- ✓ Taille col central (NS) 29/32
- ✓ Taille col latéral 19/26

Unité de vente :

1 Ballon bi-col 100 ml