

### Désignation

- Ballon tricol verre Duran rodage central 29/32 latéraux inclinés 14/23 2 l
- Référence : 673713

Unité de vente : 1



### Description

- Ballon à fond rond à trois cols en verre DURAN®, avec joint rodé standard et col latéral oblique Haute résistance chimique et mécanique. Il est possible d'ajouter des embouts, des colonnes, des thermomètres, des entonnoirs de séparation, des tubes capillaires à ébullition, etc. Ces ballons sont utilisés dans la distillation et l'extraction.
- Matière : verre Duran
- Rodage central : 29/32 - latéraux inclinés : 14/23
- Volume : 2 litres
- Dimensions (schéma ci-dessous) :
  - d1 : 166 mm
  - d2 : 22 mm
  - h1 : 240 +/- 7 mm
  - h2 : 190 mm
  - h3 : 206 mm

