

FICHE TECHNIQUE

Référence	673779B
Désignation	Ampoule à décanter



Description :

- ✓ Cylindrique
- ✓ Double rodage
- ✓ En verre Duran
- ✓ Avec graduation
- ✓ Zone de marquage
- ✓ Tube d'équilibrage
- ✓ Robinet en PTFE
- ✓ Col haut_bas : 14/23_14/23
- ✓ Voie : 2.5 mm
- ✓ Division : 1 ml
- ✓ Volume : 50 ml

Unité de vente :

2 Ampoules à décanter
