

FICHE TECHNIQUE

Référence	673950
Désignation	Burette à zéro 25 ml



Description :

- ✓ Burette à zéro automatique du Dr Schilling Silberbrand
- ✓ En verre borosilicaté 3.3, tolérance correspondant à la classe B
- ✓ Calibrée en écoulement 'Ex'
- ✓ Bande photophore
- ✓ Distance réduite entre les traits de division
- ✓ Zéro automatique, remplissage rapide par pression sur le flacon, titration fine grâce à la micro-vis
- ✓ Avec flacon 1 000 ml

Certificats :

- ✓ DIN EN ISO 385

Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 25 ml
- ✓ Hauteur totale : 675 mm
- ✓ Division : 0,1 ml
- ✓ Tolérance : $\pm 0,08$ ml

Unité de vente :

1 Burette à zéro