

FICHE PRODUIT

N°Fiche 879 Indice 01

Créée le : 12/01/2004

879 01

Poids pièce

Désignation

Code interne

879

4,3 grammes
COUVERCLE 400/48 NOIR TS
40048NTS

Référence client

Produit client

N°plan

Date

Réf.spéc.

	ACNP48TS	COUVERCLE PP DIAM 48 NOIR J. TS	RMO017AV3	01-févr-10	CDC ROSE
	B00455	COUVERCLE PP NOIR 400 / 48 TS POLYPRO NOIR JT TS	RMO017AV3	01-févr-10	CDC ROSE
	904606001	COUVERCLE 400/48 NOIR TS	RMO017AV3	01-févr-10	CDC ROSE
		COUVERCLE 400/48 NOIR TS	RMO017AV3	01-févr-10	CDC ROSE
	1232179000	COUVERCLE 400/48 NOIR TS	RMO017AV3	01-févr-10	CDC ROSE
	ARTDIVCE,	COUVERCLE 400/48 NOIR TS	RMO017AV3	01-févr-10	CDC ROSE
	C40048TS	CAPSULE GCM I 400/48 NOIRE JOINTEE	RMO017AV3	01-févr-10	CDC ROSE
	CNLOJTS48	CAPSULE PP NOIR R3/48 JT TS P/ROND LO VJ 250	RMO017AV3	01-févr-10	CDC ROSE

Finition : Jointage

Matières premières		%	Quantité	Unité	Diviseur
4500TY12G	JOINT TRESYLENE DIAM. 45,0 EP. 1,2 EN GAINÉ	100,00	1,0000	Pièce	1,00
COLLE SEALOCK	COLLE SEALOCK H1125	<i>équivalent</i> 0,00	0,0000	Kilogramme	1 000,00
Composants			Quantité		
40048NNU	COUVERCLE 400/48 NOIR FP		1,00		
Machines					

1	P AE14	INJECTION 110 TONNES + ROBOT
4	P AF13	INJECTION 110 TONNES + ROBOT
5	P AJ26	INJECTION 95 TONNES + ROBOT
8	P AV25	INJECTION 135 TONNES + ROBOT
9	P AS33	INJECTION 135 TONNES + ROBOT

Outillages	Version	Désignation	Empreintes
RMO017A	V3	COUVERCLE 400/48 FP	4

Injection: 85/95t + robot

Matières premières		%	Quantité	Unité	Diviseur
PPH 7060 (S1)	PPH 7060 ou 100 GA12 (ANCIEN PP HOMO APPRYL 3120 MN1) (S1)-	100,00	4,6000	Kilogramme	1 000,00
1850	MM NOIR POLYBLACK / SCHULMAN 1850	<i>équivalent</i> 1,50	0,0690	Kilogramme	1 000,00

Machines

3	P AE14	INJECTION 110 TONNES + ROBOT
---	--------	------------------------------

Outillages	Version	Désignation	Empreintes
RMO017A	V3	COUVERCLE 400/48 FP	4

Conditionnement

Code	Désignation	Qté Pces
CAR 10	CAR. GALIA A10 (603x402x250)	1 300
SACPEHDI	Sacs PEHD 550+260*1050 en 15microns incolore - rouleaux	1 300
PAL 01	PAL 80x120 légère	20 800

Validation

Visa

Qualité :

FICHE PRODUIT

Créée le : 12/01/2004

N°Fiche

Indice

879

01

Poids pièce

Désignation

Code interne

879

4,3 grammes

COUVERCLE 400/48 NOIR TS

40048NTS

PIECES EN VRAC

16 COLIS PAR PALETTE

Poids UC pleine (kg)

Pièces	5,590
Emballage	0,870
Total	6,460



DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Validation

Visa

	Qualité :	
--	-----------	--