



MULTI Marchés

SCREWLOCK JAR 90 X 110 500 ML PP



Données techniques

Famille produit POTS
Forme ROND
Gamme SCREWLOCK JAR
Référence 8600701
Désignation SCREWLOCK JAR 90 X
 110 500 ML PP
Contenance nominale (ml) 500.00
Contenance ras bord (ml) 592.00
Bague SCREWLOCK
Matière PP HOMO 12
Hauteur (mm) 105.00
 95
Poids (g) 37.00



Conditionnement

Quantité par carton 96.00
Nombre de cartons par palette 20.00

Photos: plans et couleurs non contractuels.

DOMINIQUE DUTERRE SAS