

## MICROPLAQUE 96 PUIITS, PS, $\mu$ CLEAR®, DEMI-PUIITS

- / 675090 (stérile)
- / 675095
- / 675096

### Description / spécifications

<b>Désignation</b>	Microplaque PS, 96 puits, demi-puits, fond $\mu$ Clear®, repérage alphanumérique 675090 : traitement de surface physique, avec couvercle standard, stérile 675095, -096 : fixation moyenne
<b>Dimensions</b>	Voir « Customer Drawing » <u>Film</u> : 190 $\mu$ m $\pm$ 10 %
<b>Volume</b>	Volume total : 199 $\mu$ l (calculé mathématiquement) Volume de travail = 15-175 $\mu$ l 675090 : surface de croissance : 15,0mm <sup>2</sup>
<b>Matériaux</b>	<u>Plaque</u> : PS (Polystyrène), absence de métaux lourds <u>Film</u> : PS (Polystyrène), absence de métaux lourds 675090 <u>Couvercle</u> : PS (Polystyrène), absence de métaux lourds
<b>Couleur</b>	<u>Plaque</u> : 675095 : blanc 675090, -096 : noir 675090 <u>Couvercle</u> : transparent
<b>Stérilisation</b>	675090 : SAL 10 <sup>-3</sup> 675095, -096 : non stérile
<b>Contrôle qualité</b>	<u>Contrôle matières premières</u> : tests physiques et immunologiques <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
<b>Utilisation</b>	675090 : Produit de laboratoire général pour la culture cellulaire à utiliser par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire. 675095, -096 : Produit de laboratoire général pour le traitement et le stockage d'échantillons à utiliser par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire.
<b>Autre information</b>	Usage unique

## Caractéristiques

675095, -096 : exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables.

675090 : exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables. Contenus non cytotoxiques.

Plages température Utilisation : -20°C à +60°C

Autoclavable Non

Centrifugation, RCF max 4800 x g : rotor à godets oscillants

RCF max

Résistance chimique Voir notre page internet [https://www.gbo.com/en\\_INT/know-how-services/download-center.html](https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html)

Durée de conservation 4 ans

## Conditionnement

	675090	675095, -096
Pièces / sachet	8	10
Pièces / carton	32	40
Numéro de lot	E YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)	

Autre information Certificat de qualité à télécharger

## Image

