

FICHE PRODUIT

Date : 8-01-2021

HOUSSE 60 cm - en microfibre

Ref. DUTSCHER : 683118 - 1 unité

683118K - carton de 12 unités

Ref. fabricant : 0702085



RÉF.	NOTE	COLORIS	POIDS	COND.	VOLUME (m ³)	DIMENSIONS (cm)
683118K		○	82 g net unitaire	12	0.015	60

DESCRIPTION

Housse pour supports de dépoussiérage SPILLO et SNAKE, en microfibre, fils ras sur 2 faces.

La combinaison de microfibras velours et microfibras bouclettes fil continu lui permet de capturer les poussières fines et plus grossières.

COMPOSITION

Polyester

DECITEX :

Microfibre : 0,7

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids à sec : 82 g

Utilisation : Méthode spray

Également disponible en 40 cm (réf. 0701085).

INSTRUCTIONS DE LAVAGE :

Jusqu'à 400 cycles (prélavage, lavage, essorage)

Température de lavage conseillée : 30°C jusqu'à 60°C

Ne pas utiliser d'adoucissant, de chlore ou eau de javel

Il est conseillé d'utiliser des filets de lavage

Séchage machine possible - Température modérée