

## MoliCare® Premium Bed Mat 9 gouttes

### Alèse de protection



Référence	Taille	Code EAN carton	Code EAN demi-palette	Code EAN palette
161074	40 x 60 cm	4052199507866	/	4052199022321
161090	60 x 90 cm	4052199505350	4052199538846	4052199505367

#### Produit

Alèse de protection constituée d'un coussin absorbant en cellulose, recouvert d'un voile de surface en nontissé hydrophile et d'un film externe imperméable en polyéthylène vert ou en nontissé blanc.

Testé sous contrôle dermatologique.

#### Indications / Classification

Pour les soins d'incontinence quel que soit le degré d'incontinence de la personne, utilisées par les aidants ou les professionnels de santé.

MoliCare® Premium Bed Mat 9 gouttes est un dispositif médical de classe I.

#### Spécifications



##### Composition référence 161074 (40 x 60 cm) :

- Un nontissé externe, hydrophile, recouvrant la totalité de la surface
- Un coussin absorbant constitué de cellulose avec polymère superabsorbant
- Un film externe en nontissé blanc imperméable
- L'ensemble est collé par de la colle type Hotmelt

##### Composition référence 161090 (60 x 90 cm) :

- Un nontissé externe, hydrophile, recouvrant la totalité de la surface
- Un voile de cellulose diffuseur
- Un coussin absorbant constitué de cellulose
- Un film externe en polyéthylène de couleur verte imperméable
- L'ensemble est collé par de la colle type Hotmelt

#### Caractéristiques :

Référence	Longueur totale	Largeur totale	Poids total de l'alèse
161074	60 cm env.	40 cm env.	40,8 g +/- 10%
161090	60 cm env.	90 cm env.	170,8 g +/- 10%

#### Performances :

Référence	Absorption ISO 11948-1*
161074	1168 ml
161090	2905 ml

\*Ces mesures sont effectuées par un laboratoire indépendant.

Absence de latex.

Lieu de fabrication : France ou Espagne.

## Présentation / Conditionnement

En sachet polyéthylène.

Référence	Taille	Nb unités / sachet	Nb sachets / carton	Nb cartons / palette
161074	40 x 60 cm	30	3	48
161090	60 x 90 cm	25	2	24

Référence	Taille	Dimensions sachet	Dimensions carton	Dimensions palette
161074	40 x 60 cm	285 x 130 x 280 mm	397 x 297 x 298 mm	1200 x 800 x 1932 mm
161090	60 x 90 cm	375 x 190 x 420 mm	400 x 390 x 436 mm	1200 x 800 x 1894 mm