



Référence	Désignation
PDC-1450-16	Marqueur pointe extra fine non stérile encre rouge
PDC-1450-20	Marqueur pointe extra fine non stérile encre noire

Caractéristiques :

- Pointe extra fine
- Encre permanente résistant à la stérilisation en autoclave et aux très basses températures (cryogénie : - 150 °C)
- Non stérile
- Sans latex

Usage :

Idéal en cytologie et histologie : encre résistante à la plupart des solvants utilisés (xylène, alcool, acétone...).

Conditionnement :

Carton de 10 boîtes de 10 unités chacune

Fabriquant :

Aspen Surgical (Etats-Unis)

