



Certified Quality  
Management System

**GOSSELIN™**  
A Corning Brand

## FICHA TÉCNICA

**DESCRIPCIÓN : FRASCO REDONDO 250ML PEAD NA A125 Ø  
37& TAPA JUNTA ROJA**

### Caractéristiques techniques

- **Tipo de cierre**  
con junta
- **Temperatura de uso del secundario cuerpo**  
-80°C/+120°C
- **Asemblado**  
Montado
- **Altura**  
125.00
- **Longitud**  
60.00
- **Anchura**  
60.00
- **Diámetro**  
37.00
- **Capacidad nominal**  
250 ml
- **Materia y color del frasco**  
PEalta densidad natural
- **Graduación en la masa**  
N/A
- **Color del cuerpo secundario**  
Rojo
- **Material del cuerpo secundario**  
PEAD
- **Materia del cuerpo terciario**  
N/A
- **Resistencia física (duro, frágil ...)**  
Flexible alta resistencia mecánica
- **Temperatura de uso del cuerpo principal**  
-80°C/+120°C
- **Tamaño de la etiqueta**  
N/A
- **Autoclave del cuerpo principal**  
N/A

### Conditionnement

- **Condiciones de almacenamiento (° C)**  
Temperatura ambiente ( de 15 hasta 30°C)
- **Cantidad por caja**  
145

- **Número de sobrebolsa**  
1 sobre bolsa
  - **Almacenamiento**  
Ordenado 145 frascos
- 

#### Références normatives

- **ISO 11137**  
N/A
  - **No hemolítico**  
N/A
  - **No pirogénico**  
N/A
  - **No citotóxico**  
N/A
  - **Ausencia de metales pesados**  
Materia conforme a la directiva CE 94/62
  - **Norma NF/EN 13972 Febrero 2003**  
definición de las capacidades nominal, hasta el borde y total y medida de las capacidades hasta el borde y total
  - **Alimentaridad**  
Materia conforme al reglamento n° 1935/2004
  - **Basado en la norma ISO 11137**  
N/A
  - **Marcado CE**  
N/A
  - **Directiva 98/79/CE**  
N/A
  - **Caducidad**  
N/A
  - Nada
- 

#### Précaution d'utilisation

- **Uso único**
  - **Temperatura Negativa**  
N/A
- 

#### Domaines d'application

- **Industrias**
  - **Médico**
  - **Microbiología**
- 

#### Disponibilité produit

- **EMEA**

■ AP

■ LA

DOMINIQUE DUTSCHER SAS