



Certified Quality
Management System

GOSSELIN™
A Corning Brand

FICHA TÉCNICA

**DESCRIPCIÓN : FRASCO REDONDO 1L PEAD NA A174 Ø58&
TAPA JUNTA ROJA, ESTERIL SAL 10-3**

Caractéristiques techniques

- **Tipo de cierre**
con junta
- **Temperatura de uso del secundario cuerpo**
-80°C/+120°C
- **Asemblado**
Montado
- **Altura**
174.00
- **Longitud**
101.00
- **Anchura**
101.00
- **Diámetro**
58.00
- **Capacidad nominal**
1 l
- **Materia y color del frasco**
PEalta densidad natural
- **Graduación en la masa**
N/A
- **Color del cuerpo secundario**
Rojo
- **Material del cuerpo secundario**
PEAD
- **Materia del cuerpo terciario**
N/A
- **Resistencia física (duro, frágil ...)**
Flexible alta resistencia mecánica
- **Temperatura de uso del cuerpo principal**
-80°C/+120°C
- **Tamaño de la etiqueta**
N/A
- **Autoclave del cuerpo principal**
N/A

Conditionnement

- **Condiciones de almacenamiento (° C)**
Temperatura ambiente (de 15 hasta 30°C)
- **Cantidad por caja**
68

- **Número de sobrebolsa**
1 sobre bolsa
 - **Almacenamiento**
Ordenado 68 frascos
-

Références normatives

- **ISO 11137**
N/A
 - **No hemolítico**
N/A
 - **No pirogénico**
N/A
 - **No citotóxico**
N/A
 - **Ausencia de metales pesados**
Materia conforme a la directiva CE 94/62
 - **Norma NF/EN 13972 Febrero 2003**
definición de las capacidades nominal, hasta el borde y total y medida de las capacidades hasta el borde y total
 - **Alimentaridad**
Materia conforme al reglamento n° 1935/2004
 - **Basado en la norma ISO 11137**
N/A
 - **Marcado CE**
N/A
 - **Directiva 98/79/CE**
N/A
 - **Caducidad**
3 año(s)
 - ESTERIL SAL 10-3
-

Précaution d'utilisation

- **Uso único**
 - **Temperatura Negativa**
N/A
-

Domaines d'application

- **Industrias**
 - **Médico**
 - **Microbiología**
-

Disponibilité produit

- **EMEA**

■ AP

■ LA

DOMINIQUE DUTSCHER SAS