



Certified Quality  
Management System

**GOSSELIN™**  
A Corning Brand

## FICHE TECHNIQUE

### DESIGNATION : Etaleur forme L recourbé PS ba

L148, 5 boîtes x 40 sachets refermables de 25, STERILE SAL 10-3

#### Caractéristiques techniques

- **Température d'utilisation du corps secondaire**  
N/A
- **Matière et couleur accessoire**  
polystyrène blanc
- **Hauteur (mm)**  
0.00
- **Longueur (mm)**  
0.00
- **Diamètre d'ouverture (mm)**  
0.00
- **Couleur du corps secondaire**  
N/A
- **Matière du corps secondaire**  
N/A
- **Matière du corps tertiaire**  
N/A
- **Résistance physique**  
Dur, Fragile
- **Température d'utilisation du corps principal**  
-40°C/+65°C
- **Autoclavage du corps principal**  
N/A

#### Conditionnement

- **Conditions de stockage (°C)**  
température ambiante (15 à 30°C)
- **Quantité par carton (pièces)**  
5000

#### Références normatives

- **Absence de métaux lourds:**  
Matière conforme à la directive CE/94/62
- **Alimentarité**  
Matière conforme au règlement n° 1935/2004
- **Basé sur la norme ISO 11 137**  
N/A
- **Péremption**  
3 an(s)

- Niveau d'Assurance de Stérilité conformément à la norme ISO 11137  
STERILE SAL 10-3
- 

#### Précaution d'utilisation

- Usage unique
  - Conservation en température négative  
N/A
- 

#### Domaines d'application

- Industries
  - Environnement
  - Microbiologie
  - Laiterie
- 

#### Disponibilité produit

- Europe Moyen orient Afrique
- Amérique du nord
- Asie Pacifique
- Amérique Latine

DOMINIQUE DUTSCHER SAS