

FICHE TECHNIQUE

Référence	688333
Désignation	Flacon



Description :

- ✓ Flacon carré
- ✓ En HDPE
- ✓ Translucides
- ✓ Incassables
- ✓ Gradués
- ✓ Bouchon en HPDE
- ✓ Bouchon rouge
- ✓ Avec joint
- ✓ Assemblé
- ✓ A vis
- ✓ Stérile
- ✓ Emballage unitaire
- ✓ Diamètre col : 37 mm
- ✓ Dimensions L x l x H : 57 x 57 x 109 mm
- ✓ Volume : 250 ml

Unité de vente :

182 Flacons
