

FICHE TECHNIQUE

Référence	690109
Désignation	Tabouret vinyle A vérin gaz



PHOTO NON CONTRACTUELLE

Description :

- ✓ Assise rembourrée ronde en vinyle
- ✓ Vérin gaz
- ✓ Couleur noire (autre coloris disponible sur demande)
- ✓ Repose pieds en cercle
- ✓ 5 patins

- ✓ Diamètre de l'assise : 33 cm
- ✓ Hauteur réglable : 55 à 80 cm

Unité de vente :

1
