

FICHE TECHNIQUE

Référence	690111
Désignation	Tabouret vinyle A vérin gaz



PHOTO NON CONTRACTUELLE

Description :

- ✓ Assise rembourrée ronde en vinyle
 - ✓ Vérin gaz
 - ✓ Couleur noire (autre coloris disponible sur demande)
 - ✓ Repose pieds en T
 - ✓ 5 roulettes
-
- ✓ Diamètre de l'assise : 33 cm
 - ✓ Hauteur réglable : 55 à 80 cm

Unité de vente :

1