

FICHE TECHNIQUE

Référence	690175
Désignation	Flacon de culture 50 ml – 25 cm ²



Description :

- ✓ Flacon de culture cellulaire CELLSTAR Greiner BioOne
- ✓ Géométrie spécifique des flacons pour culture cellulaire rend possible l'atteinte de la couche cellulaire avec un grattoir et permet un accès optimal avec pipettes
- ✓ Le design approprié du col du flacon réduit le risque de contact entre l'intérieur du bouchon et le milieu, diminuant ainsi le risque de contamination
- ✓ Bouchon vissant rouge avec filtre

Certificats :

- ✓ Stérile
- ✓ Analysé pour détection ADNase, ARNase et ADN humain
- ✓ Exempt de substances cytotoxiques
- ✓ La membrane est testée en accord avec la norme USP Class VI

Caractéristiques techniques :

- ✓ Col incliné
- ✓ Graduations sur les côtés
- ✓ Surface de développement: 25 cm²
- ✓ Volume total: 50 ml
- ✓ Volume de travail: 5 ml - 10 ml

Unité de vente :

200 Flacons de culture
