

FICHE TECHNIQUE

Révision 6 – janvier 2014

Désignation du produit : Flacon CELLSTAR® Standard pour culture cellulaire

Spécifications

	690190 
Description	Flacon CELLSTAR® Standard pour culture cellulaire avec surface hydrophobique (sans traitement) et bouchon vissant
Dimension	(Lx l x H) 103,34 x 42,6 x 25mm
Volume	Volume: 50 ml
Matière	Flacon: PS (Polystyrène), absence de métaux lourds Bouchon: HDPE (Polyéthylène haute densité), absence de métaux lourds
Couleur	Flacon : transparente Zone d'écriture : blanche, graduation transparente Bouchon : blanc
Stérilisation	+ SAL 10 ⁻³
Autres informations	A usage unique Date d'expiration et numéro de lot imprimés sur le bouchon

Caractéristiques

Basic	Exemptes de détection DNases et RNases, ADN humain et pyrogens, non-cytotoxique
Température de stockage	- 20°C à +60°C
Autoclavable	-
centrifugation, max RCF	-
Durée de vie	5 ans après le mois de production
Autres informations	-

Conditionnement

Quantité par sachet	10
Quantité par carton	200