

FICHE TECHNIQUE

Révision 6 – janvier 2014

Désignation du produit : Flacon CELLCOAT® collagène Type 1

Spécifications

	690950 
Description	Flacon CELLCOAT® collagène Type 1, protéine coatée
Dimension	(L x l x H) 102,5 x 42,6 x 25 mm
Volume	Volume: 50 ml Volume de travail : 5-10 ml Surface de croissance : 25 cm ² Taille des pores de la membrane filtrante : 0.2µm
Matière	Flacon: PS (Polystyrène), coaté avec du collagène Type 1 Bouchon: HDPE (Polyéthylène haute densité) Filtre: PET (Polyéthylène Téréphtalate), PTFE (Polytétrafluoréthane) Matériaux fabriqués en absence de métaux lourds
Couleur	Flacon : transparente Graduation blanche Bouchon : rouge Filtre : blanc
Stérilisation	-
Autres informations	A usage unique

Caractéristiques

Basic	Exemptes de détection DNases et RNases, ADN humain et pyrogens, non-cytotoxique
Température de stockage	Température ambiante
Autoclavable	-
centrifugation, max RCF	-
Durée de vie	2 ans après le mois de production
Autres informations	-

Conditionnement

Quantité par sachet	10
Quantité par carton	50