



Les dimensions :

- Dossier hauteur 25 cm
- Assise larg. 44 cm prof. 39 cm
- Base diamètre 54 cm

< **DOSSIER** ajustable en hauteur et en profondeur. Avec rotule articulée pour accompagner les mouvements du dos. Revêtement lavable en vinyle supérieur, classé non feu M1.

< **ASSISE** réglable en hauteur. Revêtement lavable en vinyle supérieur, classé non feu M1 (DIN 4102 B2 / EN 1021-1-2), sur rembourrage de mousse à haute densité. Carénage sous assise.

< **VERIN GAZ** en tube d'acier chromé avec amortisseur de confort. Conforme norme DIN 4550.

< **BASE** en acier, finition chrome, équipée de 5 patins stabilisateurs ou de 5 roulettes double galet, diamètre 5cm.

Références

Sièges série 23	Piètement sur patins	Piètement sur roulettes
Hauteur réglable H1	2321P (de 41 à 54cm)	2321R (de 43 à 56cm)
Hauteur réglable H2	2322P (de 48 à 68cm)	2322R (de 50 à 70cm)
Hauteur réglable H3	2323P (de 54 à 79cm)	2323R (de 56 à 81cm)
Hauteur réglable H4	2324P (de 63 à 88cm)	

Option repose-pieds ajustable en hauteur



Acier chromé - Diamètre 44cm
Code RPTL à ajouter en fin de réf.



Aluminium poli - Diamètre 46cm
Code RP à ajouter en fin de réf.

Option roulettes de sécurité



Auto-freinées hors charge :
Code OPTION R5
Auto-freinées en charge :
Code OPTION R6



Caractéristiques du revêtement :




Composition : PVC 85% Coton/PES 15%
 Classement non feu : M1 / test selon normes NFP 92503 et EN1021-1-2.
 Résistance à l'abrasion : 150 000 cycles Martindale
 Tenue à la lumière : >6
 Absence de phtalates / Test selon norme NF EN 15777
 Efficacité contre les bactéries (MRSA) : traitement qui combine différents agents bactéricides et fongicides (certificat Sanitized)



Visuel du siège 23 avec repose-pieds RPTL

Coloris au choix

Revêtement **vinyle supérieur**



Revêtement **vinyle simili uni**

