

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	698900
<b>Désignation</b>	Plaque de microtitration



---

### Description :

- ✓ Plaque transparente Sterilin Microtiter
- ✓ En polystyrène
- ✓ Fournie sans couvercle
- ✓ 96 puits (8x12)
- ✓ Fond rond
- ✓ Marquage alphanumérique pour une identification rapide des puits
- ✓ Non stérile
- ✓ S'adapte à la majorité des lecteurs et des automates

### Unité de vente :

50 Plaques de microtitration

---