

FICHE TECHNIQUE

Référence	698904
Désignation	Plaques

Description :

- ✓ Plaques microtitration Sterilin
- ✓ En polystyrène
- ✓ Fond plat
- ✓ S'adapte à la majorité des lecteurs et des automates
- ✓ Repère alphanumérique pour une identification rapide des puits
- ✓ CE IVD
- ✓ 96 puits
- ✓ Non stérile
- ✓ Sans couvercle
- ✓ Coloris : transparent

Unité de vente :

50 Plaques
