

FICHE TECHNIQUE

Référence	698905
Désignation	Plaques de microtitration Sterilin

Description :

- ✓ En polystyrène
- ✓ 96 puits à fond plat
- ✓ Stérile
- ✓ S'adapte à la majorité des lecteurs et automates
- ✓ Repère alphanumérique pour une identification rapide des puits
- ✓ CE IVD
- ✓ Coloris transparent
- ✓ Sans couvercle
- ✓ En sachet unitaire

Unité de vente :

50 Plaques de microtitration Sterilin
