



AGITATEUR MONOPOSTE

Conçu pour tous types d'applications chimiques, biotechnologiques et médicales. Développé pour le travail quotidien au laboratoire et pour un travail continu sans compromis.





2mag MIX 1

Agitateur magnétique ultraplat sans usure avec grande surface de pose, volume d'agitation jusqu'à 10.000 ml, convient également pour milieux visqueux.

100% sans usure ni entretien grâce au principe par induction 2mag Magnetic-Drive pour un mélange puissant de solutions, sur une plage de vitesse très étendue de 100 à 2.000 tr/min, agitation sans secousse même pour les vitesses les plus lentes, réglage de la puissance en 4 pas, grande puissance pour grands ou volumes visqueux, puissance réduite pour les opérations en continu sans échauffement.

Affichage numérique de la vitesse et de la puissance, procédure SoftStart pour un centrage et démarrage sûr et en douceur du barreau d'agitation, procédure QuickSet pour l'atteinte rapide de la vitesse de démarrage ou maximale.

magnetic^emotion

-  Agitateur magnétique, sans usure et entretien
-  Jusqu'à 10 litres ou pour milieux visqueux
-  Qualité durable et résistante
-  Garantie 3 ans

Fonction de mémoire automatique pour la sauvegarde des derniers réglages après arrêt de l'appareil. Longue durée de vie du système, boîtier hermétique en acier inoxydable très résistant pour un nettoyage rapide et facile.

3 ans de garantie sur d'éventuels défauts provenant du matériau et de la fabrication. Conçu et Made in Germany.

Caractéristiques techniques

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Modèle | MIX 1 |
| Postes d'agitation | 1 |
| Capacité d'agitation/par poste | 1 - 10.000 ml |
| Plage de vitesse | 100 - 2.000 tr/min |
| Puissance d'agitation | 5/10/15/20 W (4-pas) |
| Matériau boîtier | acier inoxydable |
| Conditions ambiantes admissibles | -10 à +50 °C (à 80% d'humidité) |
| Alimentation électrique | 100-240 V / 50-60 Hz / 1,5 A |
| Dimensions (LxLxH) | 188 x 238 x 38 mm |
| Indice de protection | IP64 |
| Poids à l'expédition (brut) | env. 4,0 kg |
| N ° de commande | 30001 |

Des versions personnalisées et différentes tailles disponibles sur demande.

motion

