



*magnetic<sup>e</sup>motion*

- 🌀 Étanche à l'eau et aux microbes
- 🌀 Pour des opérations de longue durée sans échauffement dans des incubateurs CO<sub>2</sub>
- 🌀 Qualité durable et résistant
- 🌀 Garantie 3 ans

**Caractéristiques techniques**

	bioMIXdrive				
Modèle	1	2	3	4	6
Postes d'agitation	1	2	3	4	6
Distance postes d'agitation	-		140		130
Capacité d'agitation/par poste	5 - 5.000 ml				
Plage de vitesse	5 - 250 tr/min				
Puissance d'agitation	5 W				
Matériau boîtier	acier inoxydable				
Conditions ambiantes admissibles	-10 à +50 °C (à 100% d'humidité) + 50°C immergé dans l'eau				
Alimentation électrique	48 VDC				
Dimensions (LxLxH mm)	180 x 180 x 38	130 x 270 x 38	130 x 410 x 38	270 x 270 x 38	245 x 375 x 38
Indice de protection	IP68				
Poids à l'expédition (brut)	env. 2,3 kg	env. 2,5 kg	env. 3,5 kg	env. 4,7 kg	env. 7,8 kg
N° de commande	80001	80002	80003	80004	80006

Des versions personnalisées et différentes tailles disponibles sur demande.

## SYSTÈMES D'AGITATION POUR CULTURES CELLULAIRES

Conçu pour le mélange en douceur de cellules ou suspensions de cellules, développé pour satisfaire au plus hautes exigences et au fonctionnement continu sans compromis par exemple en incubateurs.

### 2mag bioMIXdrive 1 / 2 / 3 / 4 / 6

**Agitateur magnétique sans entretien et sans échauffement avec 1, 2, 3, 4 ou 6 postes d'agitation, grande surface de pose, convient également pour milieux de culture visqueux.**

2mag Stepper-Motor-Drive sans entretien pour un mélange de cultures cellulaires extrêmement lent, doux et 100% sans secousse, plage de vitesses étendue de 5 à 250 tr/min, agitation régulière et douce, sans secousses même à vitesse réduite, convient aux flacons de culture à balancement.

Système hermétique et parfaitement étanche avec boîtier en acier inoxydable, IP68, résistant à l'eau, à la poussière et aux microbes, système robuste et performant, facile à nettoyer et résistance maximale, immergeable dans bains-marie, conçu pour des opérations de longue durée et sans échauffement dans des incubateurs CO<sub>2</sub>, dimensions individuelles sur demande.

3 ans de garantie sur d'éventuels défauts provenant du matériau et de la fabrication. Conçu et Made in Germany.

