

## Désignation

- ITS (INSULINE TRANSFERINE SELENIUM)

## Référence

- 702629

Unité de vente : 10mL



- 
- Composants : Contient 1 000 mg/l d'insuline, 550 mg/l de transferrine humaine recombinante et 0,67 mg/l d'acide sélénieux humain recombinant.
  - Formulation sans produit d'origine animale.
  - Certificat d'analyse complet disponible pour chaque lot de production, ainsi que les informations complètes sur la formulation.
  - Fabriqué dans une usine conforme au système qualité certifié ISO 13485. Ce produit est fabriqué selon des normes industrielles de qualité élevées.