

## Désignation

- Pipet - Lite XLS+ modèle 8 canaux - 20 - 200  $\mu$ l

## Référence

- 711258B

## Unité de vente

1 Pipette

## Description

- Micropipette multicanaux manuelle
- Technologie LiteTouch™ System (LTS™) brevetée à remplissage rapide
- Manipulation simple et constance dans la précision pour l'échantillonnage en multicanaux
- Montage et éjection faciles des pointes
- Poignée ergonomique améliorée avec crochet
- • Verrou de réglage du volume amélioré afin d'éviter les dérives
- Micropipettes avec étiquettes RFID pour la gestion des équipements
- Système de joint augmentant la fluidité et la souplesse du pipetage et simplifiant l'autoclavage de la partie basse
- Ejecteur en PVDF robuste
- Volume 20-200  $\mu$ l
- Nombre de canaux 8

