

Désignation

- PIPET-LITE LTS L8-20XLS+ 2-20 μ L RAININ

Référence

- 711397B

Unité de vente

1 Pipette

Description

- Pipette manuelle 8 canaux Pipet-Lite™ XLS+, de 2 à 20 μ L, s'utilise avec les cônes LTSTM LiteTouch™. Prise d'échantillons homogène. Très précise, ergonomique, blocage du volume, robuste et durable (L8-20XLS+)
- Plage de volumes 2 μ L – 20 μ L
- Incrément (manuel) 0,02 μ L
- Volume 2 μ L, 10 μ L, 20 μ L
- Précision \pm 7,5 % / 0,15 μ L , 1,5 % / 0,15 μ L , 1 % / 0,2 μ L
- Précision \pm 4 % / 0,08 μ L , 1,5 % / 0,15 μ L , 0,5 % / 0,1 μ L
- Technologie de cônes Système LTS (LiteTouch System)
- Canaux 8
- Type de pipette Manuel

