

Désignation

- Ensemble capillaire piston C-100 pour POS-D rack /60 Rainin

Référence

- 712455



Unité de vente : 180

Description

- Cône pipette C POSD 100 μ L 180/3
- Ensembles piston-capillaire, volume max. 100 μ L, pour pipettes à déplacement positif Pos-D™ et Gilson® Microman®.
- Préassemblés, 180 cônes sur 3 portoirs de 60 (C-100)
- Idéal pour pipeter des échantillons présentant des densités, viscosités ou pressions de vapeur élevées (peinture, colle, huile, alcool glycérol, sérums)
- Volume 100 μ L
- Filtre Non
- Stérilisé Non
- Pays d'origine États-Unis

