

Désignation

- Ballon tricol rodage droit parallèle central 29/32 latéraux 29/32 vol. 1L

Référence

- 724026

Unité de vente : 1



-
- Ballon à fond rond tri-col parallèles
 - Col central_latéraux (NS) : 29/32_29/32
 - Vol. (ml) : 1000 - ø ext. (mm) : 131
 - Ballons de réactions, conforme aux normes (DIN 12392)
 - En verre borosilicaté DURAN® avec zone de marquage
 - Avec cols rodés (1 central et 2 latéraux parallèles)
 - Volume 1000 ml

