

Fiche technique Labsit 2 sur roulettes

Modèle: 9123 Simili-cuir

Dimensions en mm	Dossier:	H:	420
	Assise:	H:	450-650
		L:	450
		P:	420
Conditionnement	Poids :	kg	7,7
	Volume:	m ³	0,19



Equipement

		Avantages
Caractéristiques laboratoire	Lavable et résistant aux désinfectants Conformité GMP et salles blanches Implantable en laboratoires de classe S1 à S3 Peu de joints et sans espacement (Hygienic-Design).	Pour les laboratoires et zones à hygiène critique de tous types. Implantable en zones médicales, universitaires, pharmaceutiques, technologies biologiques et chimiques.
Manipulation	Poignée pratique sur le dossier. Faible poids. Encombrement minimum.	Maximum de mobilité, manipulation simple.
Ergonomie	Un seul levier est nécessaire pour adapter le siège à son utilisateur et au poste de travail.	Manipulation intuitive. Grâce à ses flexibilités, Labsit se règle automatiquement. Pas besoin de leviers compliqués.
Dossier	Dossier plastique à flexibilité 3D.	Le dossier s'adapte aux mouvements de l'utilisateur et le suit aussi bien vers l'arrière que sur les côtés. L'assise dynamique est ainsi assurée et le corps parfaitement soutenu en toutes positions. Concept automatique intuitif.
Surface d'assise	Avant de l'assise flexible.	En position avancée, le bord avant de l'assise s'incline ; les pressions sous les cuisses sont évitées et la circulation sanguine améliorée.
Coque d'assise	Au choix bleu (3277), anthracite (3285), blanc (3403), orange (3279) et vert (3280).	Une allure sympathique. La qualité du poste de travail augmente ainsi que la satisfaction de l'utilisateur.
Coussin d'assise	Revêtement simili-cuir Magic lavable, entretien facile, résistant aux désinfectants, souple et confortable. Sans PVC, sans phtalates, résistant au sang et à l'urine. Difficilement inflammable suivant EN 1021 parties 1 + 2. Couleur noire.	Les coussins souples et confortables offrent un excellent confort d'assise. Lavables et désinfectables. Sans solvant, souplesse et confort longue durée garantis.
Hauteur d' assise	Réglage en hauteur d' assise toutes positions 450 - 650 mm.	Grand spectre de réglage.
Piètement	Piètement plastique robuste. En option : Piètement aluminium	Grande stabilité et longévité. Valorisation et esthétisme.
Roulettes/Patins	Roulettes souples à double galet auto-freinées pour sols durs.	Minimisation des risques d'accident. Le siège ne roule que lorsqu'il est occupé.

Fiche technique Labsit 2 sur roulettes

Modèle: 9123 Simili-cuir

Dimensions en mm	Dossier:	H:	420
	Assise:	H:	450-650
		L:	450
		P:	420
Conditionnement	Poids :	kg	7,7
	Volume:	m ³	0,19

**Normes**

DIN EN ISO 14644-1 Classe de pureté de l'air 3
 Conformité GMP
 Classe de sécurité laboratoire S1 à S3
 DIN 68 877-1
 Certificat GS Sécurité Testée
 Sanitized
 Gestion de la qualité DIN EN ISO 9001
 Gestion environnementale DIN EN ISO 14001
 Management environnemental testé EMAS
 Gestion de la sécurité au travail OHSAS 18001
 EcoVadis CSR Rating 2016 Gold.

Nombreux certificats d'instituts indépendants. Sécurité.

Garantie

10 ans de garantie longue durée dont 3 ans de garantie totale.

Qualité et économie.

Fiche technique Labsit 2 sur roulettes

Modèle: 9123 Simili-cuir

Dimensions en mm	Dossier:	H:	420
	Assise:	H:	450-650
		L:	450
		P:	420
Conditionnement	Poids :	kg	7,7
	Volume:	m ³	0,19

**Accessoires et options**

Accessoires et options

Marquage individuel simple. Peut être posé/enlevé immédiatement.

Accoudoirs

Accoudoirs plastiques fixes.

Avantages

Attribution à une personne ou à un espace.