

## Désignation

- Détergent concentré perform classic Mucosol

## Référence

- 727433

Unité de vente : 5 L



---

## Description

- Concentré liquide alcalin hautes performances pour les bains de trempage ou en ultrasons. Détergent universel pour le nettoyage des équipements de laboratoire et instruments en verre, porcelaine, matière plastique, caoutchouc et métal. Les articles sont nettoyés en l'espace de 10 à 30 minutes sans aide mécanique.
- Le perform® classic concentrate mucasol remplace l'acide sulfochromique et est exempt de chlore et d'alcalins caustiques, non toxique, non agressif et biodégradable.
- Évitez une exposition prolongée des surfaces en zinc et aluminium non anodisé.
- Conditionnement : bidon 5L

